

DE

ocuers drops Gel

Befeuchtende und beruhigende Augentropfen in Gelform auf der Basis von 0,30% Hyaluronsäure.

FORM UND INHALT

Sterile Augentropfen in einem Fläschchen.

ANWENDUNGSGEBIETE

Das Produkt ist angezeigt bei Augenreizungen oder trockenen Augen, die in Zusammenhang mit langem Tragen von Kontaktlinsen, unzureichender Tränenbildung, Umwelteinflüssen (Staub, Smog, Pollen), Wechseljahren und Operationen auftreten können. Es wird auch zum Benetzen und Befeuchten von Kontaktlinsen empfohlen, um den Tragekomfort zu verbessern.

WARNHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

Das Produkt ist bis zum Anbruch steril; Flasche: nach Gebrauch gut verschließen; nicht verwenden, wenn die Unversehrtheit des Sicherheitssiegels an der Flasche vor dem Öffnen beeinträchtigt wurde; den Kontakt der Tropfspitze mit jeder Art von Oberfläche vermeiden; nicht einfrieren, von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten; außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren; nicht schlucken; nicht verwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile.

ZUSAMMENSETZUNG

Wirkstoff: Hyaluronsäure (als Natriumhyaluronat) 0,30%.
Sonstige Bestandteile: Borsäure, Natriumtetraborat, Natriumchlorid, EDTA, N-Hydroxymethylglycinat, deionisiertes Wasser.

! WARNHINWEISE

Die Anwendung des Produkts abbrechen und einen Spezialisten zu Rate ziehen, wenn Sehstörungen, Rötungen oder anhaltende Augenreizungen auftreten.

DOSIERUNG, ART UND DAUER DER ANWENDUNG FÜR KONTAKTLINSENTRÄGER

Vor dem Einsetzen einen Tropfen der Lösung auf die Innenseite der Kontaktlinse geben.

Es ist auch möglich, das Produkt bei eingesetzter Kontaktlinse aufzutragen, falls das Tragen Unbehagen verursachen sollte (Trockenheit oder Fremdkörpergefühl).

BEI TROCKENEN AUGEN

Je nach Bedarf einen oder zwei Tropfen in das Auge träufeln.

NEBENWIRKUNGEN

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.



innomedis AG medical care
Walther-Rathenau-Str. 5
50996 Köln, Germany
info@ocuers.eu
Service Hotline: +49.221.467574-32

innomedis
BETTER VISION

NL

ocuers drops Gel

Smerende en verzachtende oogdruppels in gel met 0,30% hyaluronzuur.

VORM EN INHOUD

Steriele oogdruppels in flesje.

AANWIJZINGEN

Aangewezen in gevallen van oogirritatie of een gevoel van droge ogen wegens langdurig dragen van contactlenzen, onvoldoende tranen, omgevingsfactoren (stof, smog, pollen), menopauze en heelkundige ingrepen. Het is ook aanbevolen voor het smeren en bevochtigen van contactlenzen, wat het comfort tijdens het dragen verbetert.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

Het product is steriel tot u het voor de eerste maal opent; sluit het flesje goed af na gebruik; Niet gebruiken als de integriteit van de veiligheidsverzegeling van het flesje is gewijzigd vóór het openen; Vermijd contact tussen de druppelteller en enig oppervlak; Niet invriezen, uit de buurt van warmtebronnen en rechtstreeks zonlicht houden; Buiten bereik van kinderen houden; Niet inslikken; Niet gebruiken bij bekende overgevoeligheid voor een van de bestanddelen.

SAMENSTELLING

Werkzame stof: hyaluronzuur (zoals natriumhyaluronaat) 0,30%.
Hulpstoffen: Boorzuur, natriumtetraboraat, natriumchloride, EDTA, N-hydroxymethylglycinaat, gedeïoniseerd water.

! WAARSCHUWINGEN

Stop het gebruik van het product en neem contact op met een specialist in geval van veranderingen in het gezichtsvermogen, roodheid of aanhoudende oogirritatie.

DOSIS, GEBRUIKSWIJZE EN TOEDIENINGSTIJD VOOR DRAGERS VAN CONTACTLENZEN

Breng een druppel van de oplossing aan op de binnenkant van de contactlenzen voordat u ze inbrengt.

Het is mogelijk het product zelfs tijdens het dragen op de contactlens aan te brengen, indien het dragen van uw contactlens ongemak veroorzaakt (gevoel van droge ogen of dat er iets in uw oog zit).

BIJ DROGE OGEN

Doe indien nodig één of twee druppels in het oog.

ONGEWENSTE EFFECTEN

Geen bekend.

CH REP Decomplex AG
Freiburgstrasse 3
CH-3010 Bern

Imp. CH:
Contopharma AG
Eichzün 7
CH-3800 Interlaken

CE
0477
Schalcon S.p.A.
Viale Enrico Ortalani,
195 Roma - Italy

ocuers



MD

Medizinprodukt
Medisch hulpmiddel



ocuers drops Gel

Gouttes oculaires sous forme de gel, lubrifiantes et lénitives, à base d'acide hyaluronique 0,30 %.

FORMES ET CONTENU

Gouttes oculaires stériles en flacon.

INDICATIONS

Ce produit est indiqué en cas d'irritation ou de sécheresse oculaire liée à l'utilisation prolongée de lentilles de contact, à une sécrétion lacrymale insuffisante, à des facteurs environnementaux (poussière, smog, pollen), à la ménopause et à des opérations chirurgicales. Il est également recommandé pour lubrifier et hydrater les lentilles de contact, ce qui améliore le confort pendant l'utilisation.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Le produit reste stérile jusqu'à la première ouverture; Bien refermer le flacon après utilisation; Ne pas utiliser si le sceau de sécurité du flacon est endommagé avant l'ouverture; Éviter le contact entre le compte-gouttes et toute surface; Ne pas congeler, conserver à l'abri de toute source de chaleur et de la lumière directe du soleil; Conserver hors de la portée des enfants; Ne pas avaler; Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue à l'un des composants.

COMPOSITION

Principe actif : acide hyaluronique (sous forme de hyaluronate de sodium) 0,30 %. Excipients : Acide borique, Tétraborate de sodium, Chlorure de sodium, EDTA, N-hydroxyméthylglycinate, eau désionisée.

⚠ MISES EN GARDE

Cesser d'utiliser le produit et contacter un spécialiste en cas d'altération de la vue, de rougeur ou d'irritation oculaires persistantes.

DOSE, MODE ET TEMPS D'ADMINISTRATION POUR LES PORTEURS DE LENTILLES DE CONTACT

Mettre une goutte de solution sur la surface interne des lentilles de contact avant d'appliquer celles-ci.

Il est possible d'instiller le produit sur la lentille de contact une fois appliquée au cas où celle-ci causerait une certaine gêne (sensation de sécheresse ou de corps étranger).

EN CAS DE SÈCHERESSE OCULAIRE

Instiller une ou deux gouttes dans l'œil si nécessaire.

EFFETS SECONDAIRES

Aucun effet secondaire connu.



innomedis AG medical care
Walther-Rathenau-Str. 5
50996 Köln, Germany
info@ocuers.eu
Service Hotline: +49.221.467574-32

innomedis
BETTER VISION

ocuers drops Gel

Gocce oculari in gel lubrificanti e lenitive a base di acido ialuronico 0,30%.

FORME E CONTENUTO

Gocce oculari sterili in flaconcino.

INDICAZIONI

Indicato in caso di irritazione oculare o sensazione di occhio secco correlata ad un uso prolungato di lenti a contatto, insufficiente lacrimazione, fattori ambientali (polvere, smog, polline), menopausa e interventi chirurgici. È inoltre raccomandato per lubrificare ed idratare le lenti a contatto, migliorando il comfort durante l'utilizzo.

PRECAUZIONI PER L'USO

Il prodotto è sterile fino alla prima apertura; Richiudere bene il flacone dopo l'uso; Non utilizzare in caso di alterazione dell'integrità del sigillo di sicurezza del flacone prima dell'apertura; Evitare il contatto tra il contagocce e qualsiasi superficie; Non congelare, tenere lontano da fonti di calore e raggi solari diretti; Tenere lontano dalla portata dei bambini; Non ingerire; Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota ad uno dei componenti.

COMPOSIZIONE

Principio attivo: acido ialuronico (come sodio ialuronato) 0,30%.
Eccipienti: Acido Borico, Sodio Tetraborato, Sodio cloruro, EDTA, N-idrossimetilglicinato, acqua deionizzata.

⚠ AVVERTENZE

Sospendere l'utilizzo del prodotto e contattare uno specialista in caso di alterazioni della visione, arrossamento o irritazioni oculari persistenti.

DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE PER I PORTATORI DI LENTI A CONTATTO

Porre una goccia della soluzione sulla superficie interna delle lenti a contatto prima dell'applicazione.

È possibile instillare il prodotto sulla lente a contatto anche durante l'uso, nel caso l'applicazione della stessa sia causa di fastidio (sensazione di secchezza o di corpo estraneo).

NEI CASI DI SECCHENZA OCULARE

Instillare una o due gocce nell'occhio al momento del bisogno.

EFFETTI INDESIDERATI

Nessuno noto.

Text Rev.06 21.06.22

CH REP Decomplex AG
Freiburgstrasse 3
CH-3010 Bern

Imp. CH:
Contopharma AG
Eichzün 7
CH-3800 Interlaken

CE **0477** **S**
Schalcon S.p.A.
Viale Enrico Ortolan,
195 Roma - Italy



MD

Dispositif Médical
Dispositivo Medico



STERILE A